

Bestellschein RX-inserts X46/X48 für Laservision Röntgenschutzbrillen v3.00 / 03_2024

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
SBU Occupational Health
Würzburger Straße 152
D-90766 Fürth
Technik-OH@uvex.de
+49.(0)800.88 39-832 (kostenfrei)

Bestelldatum	uvex Kundennummer

Stempel Optiker:

Eine Anfertigung kann nur mit vollständigen Angaben in den ***Pflichtfeldern** erfolgen.
Bei Verglasung durch uvex sind die u.g. Auswahlmöglichkeiten lieferbar.
Bei Eigenverglasung geht die Haftung an den ausführenden Optiker über.

Auftraggeber/Rechnungstellung:	
Kundenspezifische Bestellnummer:	
* Kontakt für Rückfragen von uvex (Name, Telefon; Mail)	

--	--	--

* Name, Vorname Firma/Arbeitgeber Abteilung/Kostenstelle/Personalnummer

(U07B) Korrektioneinsatz für

LV X46 Röntgenschutzbrille
6119992 A46RXINS100X
 LV X48 Röntgenschutzbrille
6119993 A48RXINS100X

Bitte beachten Sie die maximale Verglasungsoption:
sph +/- 6,0 dpt im stärksten Hauptschnitt cyl. 4,0 dpt
Bitte beachten Sie die maximale Verglasungsoption:
sph +/- 4,0 dpt im stärksten Hauptschnitt cyl 4,0 dpt

Scheibenmaterial

Kunststoff CR39 Kratzfestbeschichtung
(0,0 bis ±2,0dpt)

 HI 1,6 inklusive Kratzfestbeschichtung
(±2,0 bis 4,0dpt)

 HI 1,67 inklusive Kratzfestbeschichtung
(±4,0 bis ±6,0dpt)

Je höher der Index, desto dünner die Scheibe bei selber Dioptrie.

Focustyp (MH = Mindesthöhe in mm)

Einstärken (Für Ferne oder Nähe bis ca. 38cm)

 Gleitsicht Optima (Ferne bis Nähe) MH 17

 Gleitsicht Optima HD (Ferne bis Nähe) MH 15

 Nahcomfort Optima (30cm bis ca. 2m) MH 17

Typ:


 A (Degr. 0,75) B (Degr. 1,25) C (Degr. 1,75)

Vergütung

Super ET CC
inkl. Pflegeleichtschicht

Zentrierparameter

FERN-Pupillendistanz R/L _____ / _____ Durchblickshöhe R/L _____ / _____


 Zur Ermittlung der Zentrierparameter nutzen Sie gerne uns digitales Servicetool
uvex centRX Fotozentrierung
uvex-safety.com/de/individuelle-psa/digitale-servicetools/

Brillenwerte

		Sphärisch	Zylindrisch	Achse	ADD	Prisma	Basis
Ferne	R						
	L						
Nähe	R						
	L						

Bitte übertragen sie die Werte, **inklusive aller Vorzeichen**, genau wie auf dem Brillenpass oder der Verordnung angegeben **maximal 2 Jahre alt**

Diese Seite zur Fertigung per E-Mail an: Technik-OH@uvex.de



Ich habe keine uvex Kundennummer?

Wenden Sie sich mit Ihrem Bestellschein gerne an einen unserer Optik-Servicepartner ganz in Ihrer Nähe. Über folgenden Link kommen Sie zur **Händlersuche**:

uvex-safety.com/de/kaufen/kaufberatung/haendlersuche

Muss ich wirklich einen Namen eingeben – Datenschutz?

Der individuell gefertigte insert soll dem/der Träger:in eindeutig zuzuordnen sein. Sie können alternativ ein Kürzel, eine Mitarbeiternummer, etc. dafür einsetzen. Es sollte bei jeder Nachbestellung identisch sein, um eine durchgängige Historie zu erhalten.

Welchen Nahcomforttyp wähle ich aus?

In unserer uvex centRX Fotozentrierung können Sie den Nahcomforttyp an Hand der Addition auf Ihrem Brillenpass ermitteln.

Über folgenden Link gelangen Sie zu unserem digitalen Servicetool **uvex centRX Fotozentrierung**:

[Digitale Servicetools | Individuelle PSA von uvex \(uvex-safety.com\)](#)

Ist auf Ihrem Brillenpass keine Addition angegeben, sondern Fern- und Nahwerte, so gilt folgende Faustregel:

Typ A	Typ B	Typ C
unter 50 Jahre	50 bis 55 Jahre	ab 55 Jahre

An wen wende ich mich bei Fragen zur **Röntgenschutzbrille**?

Bei Produktfragen, Zubehör- und Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an die

LASERVISION GmbH & Co.KG
Würzburger Str. 152
90766 Fürth

T +49 911 9736-8100
E info@lv.com